



F5+ フルフェイスマスク

静音性と快適なフィット感を兼ね備えたフルフェイスマスク



機能



リング状排気ポート

最適化された排気ポートにより、騒音を低減し、就寝時にも周囲へ配慮した静音性を提供します。



リング状排気ポート

リング状排気ポートにより騒音を効果的に低減し、就寝時にも周囲へ配慮した静音性を提供します。



自動調整クッション

鼻高にフィットするよう設計された調整クッションは、自動的にフィット、密着性を高めるため、エアリークを減少させます。



マルチサイズで快適なフィット感

マスククッションはS・M・Lの3サイズをラインアップし、幅広いユーザーに適したフィッティングを提供します。

仕様

圧力と流量	<table><tr><td>圧力 (cmH₂O)</td><td>4</td><td>11</td><td>12</td><td>17</td><td>24</td><td>30</td></tr><tr><td>流量 (L/min)</td><td>22</td><td>39</td><td>41</td><td>49</td><td>59</td><td>67</td></tr></table>	圧力 (cmH ₂ O)	4	11	12	17	24	30	流量 (L/min)	22	39	41	49	59	67
圧力 (cmH ₂ O)	4	11	12	17	24	30									
流量 (L/min)	22	39	41	49	59	67									
圧力範囲	4 ～ 30 cmH ₂ O														
圧力低下	50 L/min時:0.15 cmH ₂ O 100 L/min時:0.5 cmH ₂ O														
マスクデッドスペース	マスクデッドスペースとは、スイベルから上のマスク部分になります。クッションのサイズにより若干変化しますが、おおよそ225ml以下になります。														
窒息防止弁開放時の呼気と吸気抵抗	50 L/min時:呼気抵抗 2.0 cmH ₂ O 50 L/min時:吸気抵抗 1.8 cmH ₂ O														
窒息防止弁開放圧力	<4 cmH ₂ O														
窒息防止弁閉鎖圧力	<4 cmH ₂ O														
騒音	本マスクの騒音は、GB/T 14574-2000およびGB/T 3767-2016規格 (ISO4871) に適合しています。 A特性音響パワーレベル:25 dBA(測定誤差 ±3 dBA) 装置から1 mの位置におけるA特性音圧レベル:17 dBA(測定誤差 ±3 dBA)。														

販売名	届出番号	一般的名称	クラス分類	サイズ
F5+ フルフェイスマスク	13B1X10409000003	人工呼吸器用マスク	一般医療機器	L、M、S

製造販売業者 株式会社 ライフテクノロジー
本社住所 〒143-0013 東京都大田区大森南1-19-4
TEL: 03-5422-9767
URL: <http://life-tech.co.jp>

■ お問い合わせは...