



P6S ネーザルピローマスク

オープンフレーム設計で広い視野を確保し、眼鏡の装着や読書も快適です



機能



ソフトチューブフレーム

横向き寝やうつ伏せ寝でも、頭上を通るチューブに邪魔されることなく、快適に使用できます。



軽量シリコンクッション

鼻をやさしく支え、軽い装着感を実現します。



N6Sと互換性のあるシリコンクッション

N6S鼻マスクとP6Sを交換することで、自分に合ったフィット感に調整できます。

仕様

圧力と流量	<table><tr><td>圧力 (cmH₂O)</td><td>4</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>流量 (L/min)</td><td>17</td><td>26</td><td>31</td><td>36</td><td>43</td><td>50</td></tr></table>	圧力 (cmH ₂ O)	4	9	12	15	20	25	流量 (L/min)	17	26	31	36	43	50
圧力 (cmH ₂ O)	4	9	12	15	20	25									
流量 (L/min)	17	26	31	36	43	50									
圧力範囲	4 ～ 25 cmH ₂ O														
圧力低下	50 L/min時:0.5 cmH ₂ O 100 L/min時:1.5 cmH ₂ O														
騒音	本マスクの騒音は、GB/T 14574-2000およびGB/T 3767-2016規格 (ISO4871) に適合しています。 A特性音響パワーレベル:28 dBA (測定誤差 ±3 dBA) 装置から1 mの位置におけるA特性音圧レベル:20 dBA (測定誤差 ±3 dBA)。														
デッドスペース情報	クッションおよびエルボアセンブリまでのチューブ内部における容積。 P6S ラージクッション:55 mL P6S ラージチューブ:140 mL														
環境	稼働環境:周囲温度:+5℃～+40℃ (41°F～104°F)、相対湿度0%～93% (結露しないこと) 保管および運送環境:-20℃～+55℃ (-4°F～131°F)、相対湿度0%～93% (結露しないこと)														

販売名	届出番号	一般的名称	クラス分類	チューブサイズ	サイズ
P6S ネーザルピローマスク	13B1X10409000011	人工呼吸器用マスク	一般医療機器	L、M	L、M、S

製造販売業者 株式会社 ライフテクノロジー
本社住所 〒143-0013 東京都大田区大森南1-19-4
TEL: 03-5422-9767
URL: <http://life-tech.co.jp>

■ お問い合わせは...