



P6 ネーザルピローマスク

P6は騒音を18dB (A)と低く抑え、ベッドパートナーに迷惑をかけない。
騒音対策を最適化し、視界を確保するために大いに役立ちます




機能



リング状排気ポート

特殊排気ポートにより、排気音を約18 dB(A)まで低減し、就寝時にも周囲へ配慮した静音性を実現します。




選べるサイズ

L、M、Sの3サイズの鼻ピローが同梱されています。



共通メインフレーム

メインフレームは、同梱されているすべてのピローサイズに対応しています。




3点調整式ヘッドギア

3点調整構造により、頭部にしっかりフィットし、快適で安定した装着感を実現します。

仕様

圧力と流量



圧力 (cmH ₂ O)	4	8	10	12	16	18	20
流量 (L/min)	17	25	28	31	37	40	42

圧力範囲

4~20 cmH₂O

圧力低下

50 L/min時: 0.4 cmH₂O
100 L/min時: 1.4 cmH₂O

騒音

本マスクの騒音は、GB/T 14574-2000およびGB/T 3767-2016規格 (ISO4871) に適合しています。
A特性音響パワーレベル: 26 dBA (測定誤差 ±3 dBA)
装置から1 mの位置におけるA特性音圧レベル: 18 dBA (測定誤差 ±3 dBA)。

販売名	届出番号	一般的名称	クラス分類	サイズ
P6 鼻ピローインタフェース	13B1X10409000007	人工呼吸器用マスク	一般医療機器	S、M、L

製造販売業者 **株式会社 ライフテクノロジー**
本社 住所: 〒143-0013 東京都大田区大森南1-19-4
TEL: 03-5422-9767
URL: <http://life-tech.co.jp>

■ お問い合わせは...